



Máquina Centrífuga Prp AT 4000 RPM

Incluye:

- 1 * máquina centrífuga
- 1 * adaptador de corriente

Parámetro:

- Tiempo ajustable: 0-60min o ilimitado
- Fuerza centrífuga relativa máxima: 1800 × g
- Corriente eléctrica: AC110V 60 HZ
- Capacidad: 20 ml × 6
- Velocidad máxima: 4000r/min

Características:

- Adecuada para uso en laboratorios o departamentos de producción en áreas como biología, medicina y química.
- Modelo de menor velocidad con una velocidad máxima de 4000r/min, disponible con o sin temporizador.
- Diseño compacto y funcionamiento silencioso, apto para oficinas, aulas, laboratorios y entornos médicos.
- Control de velocidad ajustable desde 0 hasta 4000 rpm y temporizador de 0 a 60 minutos, ideal para la separación de células o partículas.



Marca	Fnbrli
Modelo	800-1
Voltaje	127V
Velocidad mínima de rotación	0 rpm
Velocidad máxima de rotación	4,000 rpm
Capacidad máxima del tubo	20 mL
Cantidad máxima de tubos	6
Capacidad máxima de carga	120 g
Peso	120 g
Altura	21 cm
Ancho	23 cm
Profundidad	21 cm
Nivel máximo de ruido	70 dB
Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	0 °C
Con display digital	No
Usos recomendados	Laboratorio
Incluye tubos	Sí