

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN (RUO) · NO DESTINADO A PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS · EL RESULTADO NO SE INFORMA AL CLÍNICO NI ORIENTA TRATAMIENTO

Identificación del aislado

FOLIO DEL ESTUDIO LABORATORIO / CÓDIGO DE SITIO ESPECIE MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN
FUENTE CLÍNICA DE LA MUESTRA SERVICIO DE PROCEDENCIA FECHA DE AISLAMIENTO ORIGEN
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN MESES EN CONSERVACIÓN

Fenotipo de referencia

CMI MEROPENEM (MG/L) CMI IMIPENEM (MG/L) CMI ERTAPENEM (MG/L) PUNTOS DE CORTE: MÉTODO Y VERSIÓN
PERFIL DE OTROS BETALACTÁMICOS

Mecanismo documentado – requisito de inclusión

MECANISMO CONFIRMADO SEGUNDA CARBAPENEMASA, SI COPRODUCTOR
MÉTODO DE CONFIRMACIÓN FECHA DE LA CONFIRMACIÓN QUIÉN LO CONFIRMÓ / REFERENCIA DEL REGISTRO

Los dos lectores no deben conocer este apartado al momento de leer.

Preparación y corrida

LOTE DEL CASETE EDAD DE LA COLONIA HORA DE PREPARACIÓN HORA DE LECTURA
PUREZA VERIFICADA ANTES DE CORRER VALIDEZ DEL CASETE FOTOGRAFÍA CON EL FOLIO VISIBLE

Lectura por familia – dos lectores independientes y cegados

Table with 7 columns: Familia, Lector 1 (No reactivo, Débil, Reactivo), Lector 2 (No reactivo, Débil, Reactivo). Rows include NDM, KPC, OXA-48, IMP, and VIM.

Que no aparezca ninguna línea no descarta resistencia. Sólo significa que no se detectó proteína de las cinco familias del panel: el aislado puede tener GES, otra carbapenemasa fuera del panel, o resistir por porinas, eflujo, AmpC o BLEE con porinas cerradas. Si aparecen dos líneas se registran las dos. Los coproductores existen; no se elige la más intensa. La línea débil no se redondea. Si los dos lectores discrepan se anotan ambas lecturas y no se consensúa.

NOMBRE DEL LECTOR 1 NOMBRE DEL LECTOR 2
CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÍAN EXPLICAR UNA DISCORDANCIA (COLONIA MIXTA, REPETICIÓN, CASETE INVÁLIDO PREVIO, MUCOIDE)